

HYGIENE CENTER MOBIL



... mehr als eine
intelligente Lösung!

Für Krankenhäuser, Geriatrie, Laborinstitute, Arztpraxen,
Dental, Veterinär, Bundeswehr

PRIMÄRMAßNAHMEN bei HYGIENEANFORDERUNG

Mobiles Hygienecenter für den flexiblen Einsatz an wechselnden Orten.

Einsatz bei **MRSA** Patienten,
NORO VIREN und befristeten
Isolierungen.

- *Ein wirksames Instrument als **primäre Präventivmaßnahme** zur Reduzierung von Keimverschleppungen.*
- *Bewährte **ULF Systems Befestigungstechnologie**.*
- ***Flexibles Hygienecenter** findet dort Einsatz, wo es gerade benötigt wird.*
- *Alles aus **Edelstahl und Aluminium**.*
- ***Großes Einsatzspektrum**.*



Hygienecenter Maxi zur Umsetzung der Qualitätssicherungs-Anforderungen.

ULF Systems - Sicherheit für Patienten!



... mehr als eine
intelligente Lösung!

HYGIENE CENTER MOBIL

Stellen Sie binnen Sekunden Ihr eigenes Hygienecenter zusammen.

Jederzeit auch vorhandene Hygienecenter nachrüstbar.

Zum Beispiel mit dem neuen Info Tafel Trägersystem.



**Kugelförmiges Fuß-
gehäuse** mit aufwen-
diger Kapselung und
runden Auslegern
ermöglichen sichere
Wisch-Desinfektion.



Basis für das Hygienecenter ist das **ULF SYSTEMS Sicherheitsstativ RONDO** mit der bewährten Kap-
selung gegen Flüssigkeit.



Info Tafel Trägersystem

für laminierte Infotafeln.

Text / Bilder zum Beispiel:

Erstmaßnahmen für Besucher und Personal.

Mit Kloben Maxi.

Best. Nr. 54524




Handschuhspender

2-fach für 2 Packungen.

Best. Nr. 51476

Dto. für 3 Packungen.

Best. Nr. 51477



Sterilgutkorb

B/T/H 30 x 20 x 10 cm, für Mundschutz oder
andere Kleinutensilien.

Best. Nr. 51463



Meditab Kleintischplatte

35 x 25 cm mit Reling.

Best. Nr. 51200



Desinfektionsmittelpender

500 ml mit V2A Pumpe und Langhebel.

Best. Nr. 51443L

Dto. 1000 ml

Best. Nr. 51444L

Abtropfschale mit Bügel

Best. Nr. 54415



Abtropfschale komplett mit Kloben und Ring
rechteckig für Desinfektionsmittelpender.

L/B/H 28 x 22 x 5 cm.

Best. Nr. 51403

Dto. Schale rund, Ø 22 cm.

Best. Nr. 51401



Großer Sterilgutkorb

46 x 46 x 15 cm, rundumlaufend für E-Schürzen,
E-Schuhe etc.

Best. Nr. 71265

Bilder oben: Aus dem vorhandenen Angebot an Systemelementen können Sie je nach Anforderungsprofil Ihr eigenes individuelles Center zusammenstellen und später bei Bedarf um weitere Elemente ergänzen.

Fragen Sie uns nach Infotafeln zur Hygiene in deutsch - türkisch, deutsch - polnisch und deutsch - russisch.



HYGIENE CENTER MOBIL MAXI

HYGIENE CENTER MOBIL „MAXI“

Best. Nr. 54500

alle Teile mit Befestigungs-Elementen komplett bestehend aus:

- **Stativ** Modell RONDO aus Edelstahl/Aluminium mit 5 Rollen, Ø 7,5 cm, 2 davon mit axialer Bremse, elektrisch leitfähig, Stativstange 150 cm lang
- **Desinfektionsmittelpender** 500 ml mit Edelstahlpumpe und Langhebel
- **Handschuhspender** für 2 Handschuhboxen
- **Abtropfschale** rechteckig 22 x 15 x 4 cm, mit Bügel
- **Sterilgutkorb** klein, H/B/T 100/300/200 mm
- **Sterilgutkorb** groß, Modell Quadrat, um das Stativ umlaufend, für E-Schürzen, Mundschutz und E-Hauben, H/B/T 15/46/46 cm
- **Kleintischarbeitsplatte** 35 x 25 cm, mit Reling



HYGIENE CENTER MOBIL EFFEKTIV

HYGIENE CENTER MOBIL „EFFEKTIV“

Best. Nr. 54510

alle Teile mit Befestigungs-Elementen komplett bestehend aus:

- **Stativ** Modell RONDO aus Edelstahl/Aluminium mit 5 Rollen, Ø 7,5 cm, 2 davon mit axialer Bremse, elektrisch leitfähig, Stativstange 150 cm lang
- **Desinfektionsmittelpender** 500 ml mit Edelstahlpumpe und Langhebel
- **Handschuhspender** für 2 Handschuhboxen
- **Schalenset** Edelstahl, rechteckig 22 x 15 x 4 cm oder rund Ø 22 cm
- **Sterilgutkorb** klein, H/B/T 100/300/200 mm
- **Sterilgutkorb** groß, Modell Quadrat, um das Stativ umlaufend, für E-Schürzen, Mundschutz und E-Hauben, H/B/T 15/46/46 cm

Erhöhte Hygieneanforderungen erfordern schnelle und flexible Maßnahmen.

Die oben abgebildeten Hygienecenter sind in Ihrer Zusammenstellung auf die Anforderungsprofile der primären Präventivmaßnahmen bei erhöhten Hygieneanforderungen zusammengestellt.

Das Hygienecenter übernimmt dabei eine **so genannte Türwächterfunktion** bei kurz- und mittelfristig zu isolierenden Patienten. Ein zentrales Ziel ist hierbei die Reduzierung von Keimverschleppungen.

Hygiene darf nicht vom Zufall abhängen. Um dem Besucher eine erste Hilfestellung zu geben, wurde das neue Info Tafel Trägersystem entwickelt. Dieses verschafft dem Besucher eine Unterweisung über die Erstmaßnahmen der Hygiene, bevor er das Patientenzimmer, zum Beispiel das eines MRSA Patienten, betritt.

Selbstverständlich geht die Unterweisung für den Besucher in Sache Hygienehandhabung primär vom Pflegepersonal aus.

Text und Bilder für die Hygieneunterweisung können selbst erstellt und laminiert werden. Sinnvoll ist jedoch die Verwendung von bereits vorhandenen Texten und Bildern von erfahrenen Hygienikern und Instituten.

ULF SYSTEMS HYGIENE CENTER MOBIL Mod. KOMBIHYG



Große Übersicht beim Kombihyg Hygienecenter durch Verwendung von Normschienelementen.

Sie können zwischen 3 Modellen an Hygienezentern wählen. Je nach Anforderungsprofil der jeweiligen internen Hygienevorgaben und deren Umsetzung.

Oder Sie wählen aus den Systemkomponenten und gestalten Ihr eigenes Hygienecenter.

Wobei wir anmerken, dass Sie jedes Teil jederzeit einzeln nachbestellen können.

5 Farben stehen Ihnen zusätzlich zur Verfügung um der Hygiene eine signalorientierte Ausrichtung zu geben.

HYGIENE CENTER MOBIL „KOMBIHYG“ Best. Nr. 54505
alle Teile mit Befestigungs-Elementen komplett bestehend aus:

- **Stativ** Modell RONDO aus Edelstahl/Aluminium mit 5 Rollen, Ø 7,5 cm, 2 davon mit axialer Bremse, elektrisch leitfähig, Stativstange 150 cm lang
- **Kombinormschiene** 25 x 10 mit Kloben, 40 cm lang
- **Desinfektionsmittelpender** 500 ml mit Edelstahlpumpe und Langhebel mit Kloben für Normschiene
- **Handschuhspender** für 2 Handschuhboxen
- **Abtropfschale** rechteckig 22 x 15 x 4 cm, mit Bügel
- **Sterilgutkorb** klein, H/B/T 100/300/200 mm mit Kloben für Normschiene
- **Sterilgutkorb** groß, Modell Quadrat, um das Stativ umlaufend, für E-Schürzen, Mundschutz und E-Hauben, H/B/T 15/46/46 cm
- **Kleintischarbeitsplatte** 35 x 25 cm, mit Reling

Optional erhältlich: Schilderhalter für Hygienetafeln

Alles in Griffweite um ein Optimum an Umsetzung der Hygienevorschriften zu gewährleisten.

Alles zentral statt viele Teile dezentral.



Garantie: 3 Jahre



... mehr als eine
intelligente Lösung!

Herstellung und Vertrieb

ULF SYSTEMS

Inhaber: Robert Lehmann
Mitterweg 8, 84048 Mainburg
Telefon: 0 87 51 / 81 03 22
Telefax: 0 87 51 / 81 03 21
E-Mail: info@ulf-systems.de
Internet: www.ulf-systems.de

