

# AlaxoStent

## Productlijst Alaxo:

(Versie: 01.05.2016)

Product:	Bestelnummer	Verkoopprijs (incl. 21% BTW)
AlaxoStent C Set	AS-001-038	€ 498,--

### **Inhoud:**

#### AlaxoStent C-Set:

Voorzien van een (1) AlaxoStent inclusief accessoires (toegestane gebruiksduur: 18 Maanden)

De AlaxoStent wordt via de onderste of middelste neusgang in de keelholte ingevoerd en op het zachte gehemelte gepositioneerd. De Stent opent de luchtweg in de keelholte, maar niet in de neus.

Product:	Bestelnummer	Verkoopprijs (incl. 21% BTW)
AlaxoLito Set <i>Neus-stent volgens Dr. Renner</i>	AL-002-003	€ 235,--
AlaxoLito Plus 70 Set <i>Neus-stent</i>	AL-002-006	€ 265,--

### **Inhoud:**

Een AlaxoLito set bestaat uit twee AlaxoLito Neus-Stents (volgens Dr. Renner of de Plus 70) incl. accessoires (toegestane gebruiksduur: 18 maanden)

#### **Onderlinge verschillen van de productvarianten:**

De AlaxoLito Neus-stent bevindt zich met de kogelvormige verbreding van het nitinol vlechtwerk ter hoogte van de neuskleppen en neusvleugels en verhindert het inklappen daarvan bij inademen.

De twee productvarianten verschillen qua lengte van het cilindervormige gedeelte, die in de onderste of middelste neusgang worden gepositioneerd. Daarmee zit de stent stabiel in de neus.

De kortere AlaxoLito Neus-stent volgens dr. Renner reikt tot in de voorste neusgang (totale lengte van het functioneel gedeelte incl. kogelvorm: ca. 35 mm.). Bij de langere AlaxoLito Plus 70 Neus-stent wordt de gehele neusgang open gehouden (totale lengte van het functioneel gedeelte ca. 70 mm.).

### **Algemene bestelinfo:**

Levering:	Portokosten binnen Nederland € 6,95; naar België € 8,00
Service-Telefoon:	+31 (0)45 / 205 55 31
E-mail:	info@er-medical.nl
Web:	www.alaxostent.com

Gelieve uw recept voorzien van duidelijke vermelding van de gewenste productvariant en uw adres, per post te versturen aan:

ER-Medical  
Doverau 50  
6467 HK – KERKRADE  
The Netherlands