

# INFUSIONSSTÄNDER, HYGIENE-CENTER und ZUBEHÖR aus Edelstahl



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

## SICHERHEITS-INFUSIONSSTÄNDER FÜR ALLE EINSATZBEREICHE

ULF Systems Infusionsständer in hochwertiger Ausführung aus Edelstahl und Aluminium.


- *Sehr stabile Ausführung in Edelstahl und Aluminium*
- *Hochbelastbar in vielen Einsatzbereichen*
- *Besonders geeignet für die Befestigung von Geräten und Zubehör*
- *Schneller Austausch von Ersatzteilen*
- *Hohe Kippsicherheit*
- *Stationszuordnung durch Auswahl von 5 Farben*
- *Gekapseltes Fußgehäuse*



Infusionsständerfamilie



Hygienecenter Maxi mobil



Opelius Maximus

Obige Abb. links und rechts zeigen unsere ULF SYSTEMS Infusionsständerfamilie.


Bei allen **ULF SYSTEMS** Infusionsständern steht die ausschließliche Verwendung von Edelstahl und Aluminium im Vordergrund. Die Option, einzelne Teile im Falle eines Falles austauschen zu können, ist ein zusätzlicher Beitrag, um auf Jahre die Kosten zu senken.

*Wobei wir anmerken, dass die Anforderung von Ersatzteilen mit Sicherheit zu den sehr seltenen Ereignissen gehört.*

Optional ausrüstbar mit **ULF SYSTEMS** Zubehörteilen können Sie unsere Infusionsständer auch als Behandlungs- und Systemcenter nutzen (siehe Bild Mitte).

5 Farben serienmäßig ohne Aufpreis ermöglichen auch eine stationsorientierte Farbkodierung.





... mehr als eine  
intelligente Lösung!

# ULF Systems Infusionsständer

## Mehr als eine intelligente Lösung.

### Einblick in Qualität und Technik

#### Modell INFUSIO

Höhenverstellung mit guter Ergonomie für sichere Handhabung, hohe Fixierkraft, durch besondere Konstruktion keine Druckstellen am Rohr.



Stabile Haken aus Edelstahl.

Stativsäule aus Edelstahl.

Auszugssperre.

Spannzange zum Fixieren der Stativsäule mit zusätzlicher Dämpfung gegen abrupte Seitenbelastung. Schafttiefe 10 cm für besonders sicheren Halt der Stativsäule.



Rollen mit axialer und horizontaler Fixierung für hohe Stand-sicherheit.



Sicherungsplatte, stabiler Halt für Ausleger, hygienisch, da gut zu reinigen.



Kapselung der Spannzange gegen Eindringen von Flüssigkeit.



Ausleger aus Edelstahl.



### Entwicklung und Trend

Bei der Konstruktion der **ULF Systems** Infusionsständer stand die Sicherheit für Patienten und Anwender als auch robuste Alltagstauglichkeit und Langlebigkeit im Klinikalltag für uns im Vordergrund.

Der Trend in den letzten Jahren weg von der klassischen aus der Empirie entwickelten Domäne des Infusionsständers für die Aufhängung einer oder 2 Infusionen (klassischer Schwerkraftständer) zum Sicherheitsständer, optioniert für die Befestigung von Perfusoren, Infusiomaten und Kleinzubehör, setzt sich immer deutlicher durch.

Dank fortschrittlicher Operationsmethoden einhergehend mit einer frühzeitigen Mobilisierung der Patienten, gewinnt die begleitende Überwachung und Gerätetherapie in Verbindung mit Infusionsstativen an zentraler Bedeutung.

Korrespondierend mit dieser klinischen Entwicklung konstruierten wir **ULF SYSTEMS** Infusionsständer aus Edelstahl und Aluminium mit zukunftsweisenden Detaillösungen wie Fußgehäuse mit Spannzange, Kapselung gegen Eindringen von Flüssigkeit, Höhenverstellungen mit Spannzange, schnell auswechselbaren Komponenten.

Optioniert auch für die zukünftigen Anforderungen wie Belastung, Komponentenbau, Patientensicherheit.

Über 30000 Infusio im In- und Ausland zeugen vom Vertrauen unserer Kunden in unsere Qualität.

Wir denken präventiv.

Unser Bestreben ist es, neue Wege zu gehen, eingetretene Pfade zu verlassen, Gegebenheiten zu hinterfragen, nicht blind nachzubauen. Fortschritt heißt auch, Gegebenes in Frage zu stellen.

Wenn es um Sicherheit und Qualität geht, kennen wir keine Kompromisse.

Zum Beispiel gibt es bei uns bewusst keine Abtropfgläser. Viele Hygieniker geben uns recht.

Es ist nicht kontrollierbar, was alles in die Abtropfgläser hineingetan wird. Wird bei einem Infusionswechsel das Zuleitungsende in einem Abtropfglas zwischengelagert, besteht die Möglichkeit einer Kontaminierung mit all den daraus resultierenden Folgen.

Höhenverstellung und Spannzange in 5 Farben, ideal für Stationszugehörigkeit.



# INFUSIONSSTÄNDER aus Edelstahl und Aluminium





... mehr als eine  
intelligente Lösung!

**Schnellübersicht über alle ULF SYSTEMS Infusionsständer.** Vom Elementar für die Flächenversorgung bis zum hochspezialisierten Opelius Maximus für OP-Anästhesiebereich. Gemeinsam entsprechen sie höchsten Sicherheitsanforderungen und bestehen ausschließlich aus V2A und Alu.


## Infusionsständer für Routineeinsatz-Bereiche

## Sicherheitsständer für anspruchsvolle Einsätze



## Eigenschaften und Einsatzempfehlung ULF SYSTEMS Infusionsständer

| Elementar                                                                                                                          | Spartan                                                                                                                                                          | Pur                                                                                                                                                                 | Infusio                                                                                                                                                                    | Mammut                                                                                                                                                                                                                             | Opelius<br>Maximus                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich:</b><br>Alle Stationen                                                                                           | <b>Einsatzbereich:</b><br>Alle Stationen                                                                                                                         | <b>Einsatzbereich:</b><br>Alle Stationen                                                                                                                            | <b>Einsatzbereich:</b><br>Urologie, Onkologie, Stationen                                                                                                                   | <b>Einsatzbereich:</b><br>Urologie, Onkologie, OP                                                                                                                                                                                  | <b>Einsatzbereich:</b><br>OP, Anästhesie                                                                                                                                                                                            |
| <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>25 mm                                                                                           | <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>25 mm                                                                                                                         | <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>25 mm                                                                                                                            | <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>25 mm                                                                                                                                   | <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>30 mm                                                                                                                                                                                           | <b>Durchmesser Stativsäule:</b><br>30 mm                                                                                                                                                                                            |
| Einfacher Infusionsständer für die Flächenroutine, aus Edelstahl und Aluminium, <b>nicht für die Befestigung von Infusiomaten.</b> | Stabiler Infusionsständer für Routine und Befestigung von 1 Infusiomaten. Einfache, aber sichere Höhenverstellung, kleine oder gr. Räder, keine Farbe, eloxiert. | Stabiler Infusionsständer für Routine und Befestigung von 1 Infusiomaten. Aufwendige <b>ULF SYSTEMS</b> Höhenverstellung, kleine oder gr. Räder, 5 Farben zur Wahl. | Sehr stabiler Infusionsständer mit Spannzangenfuß, kleine oder gr. Rollen, 5 Farben zur Wahl, aufwendige <b>ULF SYSTEMS</b> Höhenverstellung. Geeignet für 2 Infusiomaten. | Sehr stabiler Infusionsständer mit unterer Stativsäule, 1,20 m, 1,40 und 1,60 m Höhe, Gesamthöhe bis 2,60 m, mit gr. Roll., aufw. <b>ULF SYSTEMS</b> Höhenverstg., 5 Farb z. Wahl, für 4 Infusiomaten. Mit Spannzangentechnologie. | Sehr stabiler Infusionsständer mit aufwendiger Gehäusekapselung, Voll V2A Fußauslegern, Spannzange, aufwendige <b>ULF SYSTEMS</b> Höhenverstellung, verschiedene Rohrlängen, für diverse Gerätebefestigungen. Poliert od. eloxiert. |




... mehr als eine  
intelligente Lösung!

# INFUSIONSSTÄNDER ELEMENTAR

## STANDARD-INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM

Preisgünstiger Infusionsständer für Routineeinsatz auf Stationen.

Hohe Patienten- und Anwendersicherheit durch stabile Bauweise.



- Für Routineeinsatz auf Stationen
- Hochwertige Rollen elektrisch leitfähig
- Materialien aus Aluminium und Edelstahl
- Hohe Kippsicherheit
- Problemlose Ersatzteilbeschaffung
- **Optional gegen Aufpreis:**  
E-Hand Höhenverstellung  
5 Farben zur Auswahl  
Extra-Fußbeschwerung 3,5 kg

## INFUSIONSSTÄNDER ELEMENTAR

komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit **5 cm** Durchmesser, 2 davon mit axialer und horizontaler Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall, untere Stativstange 25 mm Durchmesser, 1 m hoch, Gesamthöhe ausgezogen 2,05 m, Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: **3,6 kg**.

**Grundauführung farblos eloxiert.**

Best. Nr. 60100



### Abb. links:

Einhandhöhenverstellung mit hohem Bedienkomfort, Ausführung farblos eloxiert.

Best. Nr. 60115

### Ohne Abb.:

Fußbeschwerung 3,4 kg.

Best. Nr. 60116



Aufpreis in diesen 5 Farben.

Best. Nr. 60105

Aufpreis: Rollensatz 5 Stück, Durchmesser 75 mm

Best. Nr. 60111

Abb. links zeigt Ausführung ELEMENTAR in Farbe.

# INFUSIONSSTÄNDER aus Edelstahl und Aluminium



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

## SICHERHEITS-INFUSIONSSTÄNDER

Geeignet für die Befestigung von Infusiomaten, Perfusoren und ULF SYSTEMS Zubehör.  
Alle Infusionsständer und Stative mit Kapselung.

### INFUSIONSSTÄNDER Mod. SPARTAN

Standard für alle Stationsbereiche



5-Fußgestell, 5 Rollen, **Durchm. 5 cm**, 2 davon axial gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall. Gesamt-Gewicht: 4,6 kg.

[Best. Nr. 51510](#)

**Dto. wie oben**, jedoch mit **Rollen 7,5 cm** Durchmesser. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 5,1 kg.

[Best. Nr. 51515](#)

**Ausführung** mit Höhenverstellung mit Sterngriffklemmung, Aluteile farblos eloxiert.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm Durchmesser, oberes Rohr 18 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Länge Gesamtauszug: 2,15 m, Tragkraft 10 kg.

### INFUSIONSSTÄNDER Mod. PUR

Standard für alle Stationsbereiche



5-Fußgestell, 5 Rollen, **Durchm. 5 cm**, 2 davon axial gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall. Gesamt-Gewicht: 4,6 kg.

[Best. Nr. 51550](#)

**Dto. wie oben**, jedoch mit **Rollen 7,5 cm** Durchmesser. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 5,1 kg.

[Best. Nr. 51554](#)

**Ausführung** mit aufwendiger Spannzangen-Höhenverstellung, Aluteile wahlweise in 5 Farben gepulvert.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm Durchmesser, oberes Rohr 18 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Länge Gesamtauszug: 2,15 m, Tragkraft 10 kg.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann das untere Standrohr (25 mm D) bei Mod. SPARTAN und PUR auch in 20 cm längerer Ausführung geliefert werden. Besonders empfehlenswert bei der Befestigung von Perfusoren, Infusiomaten und Zubehörteilen.

## ULF SYSTEMS GERÄTESTATIVE

### Gerätestativ Mod. SPARTAN



5-Fußgestell, 2 Rollen axial gebremst, elektr. leitfähig, 50 mm Durchmesser, mit Kapselung, Stativstange **Höhe 1,20 m**.

[Best. Nr. 51500](#)

Farblos eloxiert.

Durchmesser Rohr: 25 mm.  
Durchmesser Rollen: 50 mm.

### Gerätestativ Mod. INFUSIO



5-Fußgestell, 2 Rollen axial gebremst, elektr. leitfähig, mit Spannzange und Kapselung, Stativstange **Höhe 1,20 m**.

[Best. Nr. 51519](#)

#### Fahrstativ Hygiene Center

Ausstattung wie oben, jedoch **1,50 m hoch**.  
[Best. Nr. 51520](#)

Durchmesser Rohr: 25 mm.  
Durchmesser Rollen: 75 mm.

### Gerätestativ Mod. MAMMUT

Ausstattung wie Infusiostativ, jedoch Stativrohr mit 30 mm Durchmesser, **Höhe 1,20 m**.  
[Best. Nr. 51820](#)

Ausstattung wie oben, jedoch **1,60 m hoch**.  
[Best. Nr. 51821](#)



Infusio und Mammutstative lieferbar in 5 Farben.


**AUF WUNSCH SONDERLÄNGEN MÖGLICH!**



# INFUSIONSSTÄNDER INFUSIO UND MAMMUT aus Edelstahl und Aluminium

**INFUSIONSSTÄNDER** mit aufwändiger Spannzange, besonders geeignet für Perfusoren, Infusiomaten und Kleinkomponenten.

## SICHERHEITSSTÄNDER für alle Einsatzbereiche



Oben: Modell INFUSIO

Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann das untere Standrohr (25 mm Durchmesser) bei Mod. INFUSIO und Mod. PUR auch in 20 cm längerer Ausführung geliefert werden, bei Mod. MAMMUT sind auch Längen von 1,40 und 1,60 m lieferbar.

Besonders bei der Befestigung von Perfusoren, Infusiomaten und Zubehörteilen empfehlen wir eine längere untere Stativstange, damit die Höhenverstellung sich beim Handling nicht als hinderlich erweist.


### Mod. INFUSIO Infusionsständer komplett bestehend aus:

**Mod. 51530:** 5-Fußgestell, 5 Rollen mit 5 cm Durchmesser, 2 davon axial und vertikal gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz und chromatiertem Metallgehäuse. Infusio-Fußgehäuse mit Spannzange, Gehäuse gekapselt. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 5,5 kg.

**Mod. 51544:** 5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 davon axial und vertikal gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz und chromatiertem Metallgehäuse. Infusio-Fußgehäuse mit Spannzange, Gehäuse gekapselt. Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 6,0 kg.

Infusionsstange unteres Rohr 25 mm Durchmesser, Wandstärke 1,5 mm, oberes Rohr 18 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Maximale Gesamthöhe: 2,15 m.

## OP - ANÄSTHESIE - ONKOLOGIE SCHWERLAST-INFUSIONSSTÄNDER



### Mod. MAMMUT

5-Fußgestell mit **Spannzange**, Kapselung, 5 Rollen, Durchmesser 75 mm, 2 davon axial gebremst, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall. Gesamt-Gewicht: 6,5 kg.

Best. Nr. 51800

Infusionsstange unteres Rohr 30 mm Durchmesser, Länge unteres Rohr 1,20 m, oberes Rohr 18 mm, mit 4-fach Aufhängekreuz. Länge Gesamtauszug: 2,30 m.

Optional: extra schwere Ausleger (Fußbeschwerung), 6 kg.

Best. Nr. 51806

Rollen: Aufpreis Durchmesser 100 mm  
Best. Nr. 51805

Rollen: V2A Ausführung  
Aufpreis: 75 mm Durchmesser  
Best. Nr. 70044

Weitere Ausführungen und Zubehör im Haupt-Prospekt Mammut.

Links: Modell MAMMUT

# INFUSIONSSTÄNDER OPELIUS MAXIMUS



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

## OPELIUS MAXIMUS INFUSIONSSTÄNDER AUS EDELSTAHL UND ALUMINIUM

**Sicherheits-Infusionsständer** für höchste Anforderungen an Belastung und Hygiene in OP, Anästhesie und Onkologie.

Sichere und ergonomisch komfortabel händelbare Höhenverstellung nach **ULF SYSTEMS** Spannzangensystem. Kein Gewindestift.



**Kugelförmiges Fußgehäuse** mit aufwendiger Kapselung und runde Ausleger ermöglichen sichere Wischdesinfektion.

**Sicherheit bei häufiger intensiver Desinfektion.**

Ausführung auch poliert möglich.



- Hochbelastbar für anspruchsvolle Einsätze
- Entspricht höchsten Hygieneanforderungen
- Aufwändige Kapselung des Fußgehäuses
- Hohe Kippsicherheit bei asymmetrischer Last
- Geeignet für Mehrfach-Gerätebestückung
- Ausbaufähig mit **ULF SYSTEMS** Zubehör
- Ausführung Eloxal rot oder glanzpoliert
- 15 kg Eigengewicht

### Abb. links oben kleines Bild:

Tausendfach bewährte **ULF SYSTEMS** Höhenverstellung (Durchrutsch-Festigkeit bis ca. 31 kg).

Mehr Sicherheit durch superfeste und leicht handhabbare Klemmung. **Gesamtbelastbarkeit:** obere Stativstange bis 10 kg, untere Stativsäule bis 25 kg.

## INFUSIONSSTÄNDER OPELIUS MAXIMUS

komplett bestehend aus:

5-Fußgestell, 5 Rollen mit **7,5 cm** Durchmesser, 2 davon mit axialer Fußbremse, elektrisch leitfähig, mit Fadenschutz, Gehäuse Metall, Ausleger aus Voll V2A, untere Stativstange 30 mm Durchmesser, 120 cm hoch, Gesamthöhe ausgezogen Standardausführung 230 cm, Gesamt-Gewicht des Infusionsständers: 15 kg.

Best. Nr. 60000

### Optional gegen Aufpreis:

Ausführung poliert

Best. Nr. 60005

Rollen aus V2A

Best. Nr. 70044


Untere Stativstange: 1,40 m

Best. Nr. 51807

Untere Stativstange: 1,60 m

Best. Nr. 51808





... mehr als eine  
intelligente Lösung!

# INFUSIO MAMMUT

## Infusionsständer Kombinationen

### ULF SYSTEMS INFUSIO MAMMUT

**Superstabiles Infusionsstativ** speziell für Gerätebestückung wie Infusiomaten, Perfusoren etc.  
Hohe Patienten- und Anwendersicherheit.



Abb. oben:

#### INFUSIO CENTER MAMMUT

Aufgerüsteter Infusionsständer mit 1,60 m unterer Stativsäule, kpl. mit Teilen aus dem Zubehörprogramm wie oben abgebildet.

Einheit bestehend aus Infusionsständer Mammut, Multistativrahmen, 2 Kombi-Normschienen, 1 Hakenleiste mit 4 Haken, 1 Sterilgutkorb mit Kloben, 1 Satz schwere Ausleger Voll V2A, Rollen Durchmesser 75 mm, V2A.

Best. Nr. 51840

#### Optional:

Rollen Durchmesser 100 mm, V2A, Satz 5 Stück.

Best. Nr. 51053

*ULF MAMMUT, ein Schwerlastständer in sehr stabiler Bauweise.*

- Dabei innerhalb von Sekunden individuell ausbaufähig mit dem **ULF SYSTEMS** Zubehörprogramm.
- Abgestimmt auf die vielfältigen Anforderungen im **onkologischen** und **OP-Anästhesiebereich**.
- Alle Teile zentral an einem Ständer als viele Teile dezentral.

Abb. rechts: Infusionsständer MAMMUT individuell aufgerüstet.



Abb. links:

#### MAMMUT TRÄGEREINHEIT Mod. Nr. 51825

komplett bestehend aus:

##### INFUSIONSSTÄNDER Mod. 51800

5-Fußgestell, 5 Rollen mit 7,5 cm Durchmesser, 2 mit axialer Fußbremse, mit Fadenschutz, Gehäuse chromatiert, Rollen elektrisch leitfähig, mit Hakenleiste mit 4 Haken, unteres Stativrohr 30 mm Durchmesser, Länge des Stativrohrs: 160 cm.

##### MULTISTATIVRAHMEN Mod. 51830

Höhe 80 cm, geeignet für Bestückung mit Infusiomaten, Perfusoren etc.



Abb. rechts:

#### INFUSIONSSTÄNDER MAMMUT KOMBI DUO

Bestehend aus Infusionsständer Mammut 51800, unteres Standrohr 140 cm, 2 Kombi-Normschienen, 40 cm lang.

Best. Nr. 51810





# SECUR UND MEDICUS

## Infusionsständer Kombinationen



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

### RÜSTEN SIE AUF MIT ULF SYSTEMS ZUBEHÖR FÜR KOMBINATIONEN

Je nach Anforderungsprofil bestücken aus dem umfangreichen ULF SYSTEMS Zubehörkatalog.



Abb. links:

#### **KOMBINATION Mod. MEDICUS**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Opelius Maximus Infusionsständer
- 1 Kombi Normschiene
- 1 Varitroll Griffbügel
- 1 Sterilgutkorb B/T/H 30 x 20 x 10 cm
- 1 Securpot Elektroleiste 6-fach mit Potentialausgleichs-Anschluß

Best. Nr. 60025

**Selbstverständlich** können Sie die Bestückung auch individuell gestalten.



Abb. rechts:

Sekundenschnelle Befestigung der Securpot Elektroleiste an Rohren von 18 bis 35 mm Durchmesser. Auch mit Extrakloben zur Befestigung an Normschiene.

**Alle Modelle mit unterer Stativlänge 1,40 m. Optional: Rollen in V2A, Best. Nr. 70044**



Abb. oben:

#### **Mod. SECUR V**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Varitroll Griffbügel

Best. Nr. 60150



Abb. oben:

#### **Mod. SECUR VG**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Gabelhalterung für Infusiomaten
- 1 Varitroll Griffbügel

Best. Nr. 60155




Abb. oben:

#### **Mod. SECUR VEK**

Kombination kpl. bestehend aus:

- 1 Infusionsständer
- Mod. MAMMUT 51800
- 1 Kombi Normschiene
- 1 Varitroll Griffbügel
- 1 Securpot Elektroleiste 6-fach m. pot. Ausgleichsanschluss

Best. Nr. 60160



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

# ZUBEHÖR FÜR INFUSIONSSTÄNDER

## TAUSENDFACH BEWÄHRTE SICHERHEIT FÜR PATIENTEN

ULF SYSTEMS VARIO abklappbarer Handgriff mit Einrastautomatik.

### Handgriff VARIO - Sicheres Führen!



**Abb. links:**  
**Schnelle und sichere** Handhabung durch Abklappfunktion und Einrastautomatik.



**Einfache** Handhabung. Bei Nichtgebrauch Sicherungshülse ziehen und abklappen.

Bei Gebrauch Griff anheben bis er einrastet.

- *Ermüdungsfreies und sicheres Schieben des Infusionsständers, vor allem für Kinder, ältere Patienten und frisch Operierte.*
- *Vergrößerung des Abstandes der Patientenfüße zu den Auslegern des Infusionsständers, dadurch Vermeidung von Unfällen durch Stolpern über die Ausleger.*
- *Sicherheit durch **erhebliche Reduzierung** der Kippgefahr (20-Grad-Knick des Handgriffes) bei Auftreffen auf ein Hindernis (Absatz, Türschwelle, Blockieren der Räder etc.).*
- *Passend für Rohrdurchm. von 20 bis 30 mm.*



### Handgriff VARIO

**Technische Daten:** Länge: 33 cm, Gewicht: 400 g, Materialien: Edelstahl/Aluminium, Griffstück aus Kunststoff, abklappbar, passend für Rohrdurchmesser von 20 bis 30 mm.

Best. Nr. 51000

### Superstabiler Bügel-Handgriff!

### Handgriff VARITROLL

**Technische Daten:** Länge/Breite: 30 cm, Gewicht: 400 g, Materialien: Edelstahl/Aluminium, Befestigung mit Sterngriff oder Inbusschrauben.

Passend für Rohrdurchmesser von 25 mm: [Best. Nr. 60019](#)

Passend für Rohrdurchmesser von 30 mm: [Best. Nr. 60020](#)



#### Abb. oben Bügelgriff:

Sehr stabile Ausführung gewährleistet sicheres Führen eines Infusionsständers mit Equipment.



#### Abb. rechts:

MAMMUT mit VARITROLL Bügelgriff. Hohe Patientensicherheit. Höhe individuell einstellbar.



# ZUBEHÖR FÜR INFUSIONSSTÄNDER

(nur für SPARTAN, PUR, INFUSIO, MAMMUT und OPELIUS MAXIMUS)



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

## KONFIGURIEREN SIE NACH IHREM ANFORDERUNGSPROFIL

ULF SYSTEMS Anbauteile sind binnen Sekunden befestigt. Ohne Werkzeug. Sicher.



**Steckdosenleiste SECURPOT**  
mit Potentialabgang, 6-fach mit  
Befestigung, Länge 46 cm  
Best. Nr. 51538




**Steckdosenleiste ION 1**  
3-fach mit Befestigung  
Best. Nr. 51536

**Dto. 6-fach** mit Befestigung  
Best. Nr. 51537



**Varitroll Griffbügel**  
für Infusionsständer und Stative,  
superstabil, Befestigung mit Sterngriff  
oder Inbusschrauben, B/T 30 x 30 cm  
Best. Nr. 60020



**Infusiomat Gabelhalterung**  
mit Befestigung aus V2A,  
B/H 40 x 40 cm  
Best. Nr. 51010



**Sterilgutkorb**  
B/T/H 30 x 20 x 10 cm, aus Edelstahl  
Best. Nr. 51463

**Einlegeboden**  
Best. Nr. 51466



**Hakenleiste**  
4-strahlig, 39 cm lang  
Best. Nr. 51561

**Dto. 6-strahlig**, 46 cm lang  
Best. Nr. 51563



**Kombi-Normschiene**  
mit Befestigung, 40 cm lang,  
für 2 Infusiomaten parallel  
Best. Nr. 51566

**Dto. 50 cm lang**, Best. Nr. 51567



**Hahnbankhalter**  
für diverse Hahnbänke mit  
Klemmvorrichtung  
Best. Nr. 51106



**Pultplatte**  
für Laptop, Kurvenblätter, 40 x 32  
cm, belastbar bis ca. 6 kg, gerade  
oder 30 Grad Neigung.  
Best. Nr. 54552



**Universalhaken**  
belastbar bis 10 kg, für Spülbeutel  
mit Kloben Maxi  
Best. Nr. 51422

Einige von Hunderten von Möglichkeiten. Für alle Disziplinen. Fragen Sie nach dem ULF SYSTEMS-Katalog oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns auf [www.ulf-systems.de](http://www.ulf-systems.de).



### Einige Beispiele:

Ob schwere Spülbeutel  
(5 oder 10 Liter) oder  
Tableaus für Fieberkurven  
oder Laptops.

**ULF SYSTEMS** –  
in vielen Kliniken in  
Europa zu Hause.



### Abb. rechts:

Stabile Befestigung von  
Infusiomaten mit Kombi-  
Normschiene.





... mehr als eine  
intelligente Lösung!

# BETT ADAPTER TRIOFLEX

**SICHERHEIT UND ENTLASTUNG** beim Transport von Betten und Infusionsständern mit Gerätebestückung.



## Hände frei für das Wesentliche!

In Sekunden Bett und Infusionsständer verbinden während des Patiententransportes durch die Klinik.



Abb. oben und seitlich zeigt Transporteinheit mit Bettadapter TRIOFLEX H. Sicherheit während des Transportes zu verschiedenen Funktionsbereichen im Klinikgebäude.

Geeignet für einfache und schwere Infusionsständer.



## Adapter TRIOFLEX


### Technische Daten:

Länge: 32 cm, Höhe: 24 cm, Gewicht: 2 kg, Materialien: Edelstahl/Aluminium, gepulvert. Passend für Rohrdurchmesser von 20 bis 30 mm, mit Niveaueausgleich bis 30 mm Höhenunterschied, 3-Punkt-Fixierung.

TRIOFLEX H Best. Nr. 51906

TRIOFLEX V Best. Nr. 51905

- **Bett und Infusionsständer** bilden mit Adapter **TRIOFLEX** eine geschlossene Transporteinheit.
- **Erhebliche Entlastung** für den Anwender, insbesondere wenn nur eine Person transportiert.
- **Sicherheit** durch **erhebliche Reduzierung** der Kippgefahr bei Auftreffen auf ein Hindernis (Absatz, Türschwelle, Blockieren der Räder etc.).
- **Ideal** auch bei **Transport in Fahrstühlen**, da sekundenschnelle Anpassung an örtliche Gegebenheiten. Bei Fahrstühlen mit geringer Raumtiefe in Sekunden Adapter lösen und Infusionsständer seitlich stellen.



**SICHERES  
TRANSPORTIEREN!**

### Technische Voraussetzungen:

Anwendbar bei Betten mit horizontalem und vertikalem Rundrohr bis 30 mm Durchmesser, Infusionsständer mit Rohrdurchmesser bis 30 mm.

Abb. oben zeigt **TRIOFLEX H** für Befestigung am horizontalen Bettrahmen.

**TRIOFLEX H** für Befestigung am horizontalem Bettrahmenrohr.

**TRIOFLEX V** für Befestigung am vertikalem Bettrahmenrohr.



# HYGIENE CENTER MOBIL



... mehr als eine  
intelligente Lösung!

**Für Krankenhäuser, Geriatrie, Laborinstitute, Arztpraxen, Dental, Veterinär, Bundeswehr.**  
Profitieren Sie vom Erfinder und Entwickler moderner Hygiene Center mobil. Mehr als 2500 Hygiene Center mobil im In- und Ausland. Seit 10 Jahren Standard in vielen Kliniken. Erfahrung und Kompetenz aus einer Hand.



- Einsatz bei **MRSA-Patienten** und anderen **befristeten Isolierungen**.
- Ein wirksames Instrument als **primäre Präventivmaßnahme** zur Reduzierung von Keimverschleppungen.
- Bewährte **ULF Systems** Befestigungstechnologie.
- **Flexibles Hygienecenter** findet dort Einsatz, wo es gerade benötigt wird.
- Alles aus **Edelstahl und Aluminium**.

PRIMÄRMAßNAHMEN  
BEI HYGIENE-  
ANFORDERUNGEN




## HYGIENE CENTER MOBIL „MAXI“

Best. Nr. 54500, komplett bestehend aus:

- **Stativ** Modell INFUSIO mit Spannzange und Kapselung, aus Edelstahl/Aluminium mit 5 Rollen, 7,5 cm Durchmesser, 2 davon mit axialer Bremse, elektrisch leitfähig, Stativstange 145 cm lang
- **Desinfektionsmittelspender** 500 ml mit Edelstahlpumpe und Langhebel
- **Handschuhspender** für 2 Handschuhboxen
- **Abwurfschale** Edelstahl, rechteckig 22 x 15 x 4 cm oder rund Durchmesser 22 cm
- **Sterilgutkorb** klein H/B/T 100/300/200 mm
- **Sterilgutkorb** groß Modell Quadrat, um das Stativ umlaufend, für E-Schürzen, Mundschutz und E-Hauben, H/B/T 15 x 46 x 46 cm
- **Kleintischarbeitsplatte** 35 x 25 cm mit Reling

**Hygienecenter MAXI – zur Umsetzung der Qualitätssicherungs-Anforderungen!**





... mehr als eine  
intelligente Lösung!



# HYGIENE CENTER MOBIL

## HYGIENE CENTER MAXI

Stellen Sie binnen Sekunden Ihr eigenes Hygiene Center zusammen. Jederzeit auch vorhandene Hygiene Center nachrüstbar. **Zum Beispiel mit dem neuen Info-Tafel-Trägersystem.**

**NEU**

**Schürzenhalter**  
mit Befestigungskloben,  
2 Haken, Länge 40 cm.  
Best. Nr. 51570



**Info Tafel Trägersystem**  
für laminierte Infotafeln,  
mit U-Rahmen, mit Ge-  
winde 25 mm.

**Text/Bilder zum Beispiel:**  
**Erstmaßnahmen** für Be-  
sucher und Personal.  
Best. Nr. 54524



**Handschuhspender**  
2-fach für 2 Packungen.  
Best. Nr. 51476



**Sterilgutkorb**  
B/T/H 30 x 20 x 10 cm,  
für Mundschutz oder  
andere Kleinutensilien.  
Best. Nr. 51463




**Meditab Kleintischplatte**  
35 x 24 cm, mit Reling,  
zum Abstellen, Hantieren  
etc., Best. Nr. 51200  
Reling: Best. Nr. 11200



**Desinfektions-  
mittelspender**  
500 ml mit Langhebel:  
Best. Nr. 51443L  
1000 ml:  
Best. Nr. 51444L



**Abtropfschale**  
Schalenset rund  
Best. Nr. 51401  
Dto. rechteckig  
Best. Nr. 51403



**Großer Sterilgutkorb**  
46 x 46 x 15 cm, rundum-  
laufend für E-Schürzen,  
E-Schuhe etc.  
Best. Nr. 71265

Fragen Sie uns nach Infotafeln zur Hygiene in Deutsch-Türkisch, Deutsch-Polnisch und Deutsch-Russisch.

# ULF SYSTEMS

## Mehr als eine **intelligente** Lösung.



### HISTORIE

**ULF SYSTEMS**, ehemals Lehmann Medizintechnik, ist ein kleines mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Mainburg, Landkreis Kelheim, und wurde im Jahr 1994 gegründet.

Der Schwerpunkt unseres innovativen Unternehmens liegt in der Entwicklung und Herstellung von Systemzubehörteilen für die Befestigung an Stativen und Trägersystemen sowie an Rund- und Rechteckrohrgestängen.

Zwei Sparten bilden die Säulen unseres Unternehmens. **Hygienecenter und Infusionsständer** mit Zubehörteilen für alle Bereiche in der Medizin.

In der Sparte Medizin kommen unsere Produkte sowohl für den Pflegebereich im Krankenhaus, als auch in Arztpraxen, Rehabilitation und Geriatrie zur Anwendung.

Gemäß unserer Unternehmensphilosophie sind unsere Produkte dank einer ausgeklügelten Befestigungstechnologie in Sekundenschnelle einsetzbar und tragen damit zu einer Arbeitserleichterung und Zeitersparnis im Klinik- und Praxisalltag bei.



Wichtig in der medizinischen Versorgung ist die Hygiene. Deshalb besteht ein großer Teil unserer Produkte für den Arzt- und Krankenhausbereich aus Edelstahl und Aluminium.

Um unsere Kunden vor Nachahmungen zu schützen sollten Sie Original **ULF SYSTEMS** Systeme nur bei Ihrem autorisierten Fachhändler beziehen oder bei uns rückfragen.

Wenn Sie unserer Produkte kennen lernen wollen, wenden Sie sich an uns. Gerne nennen wir Ihnen autorisierte Vertriebspartner in Ihrer Nähe.



**Als Meilenstein erwies sich die Entwicklung** unserer inzwischen „zigtausendfach“ im Einsatz befindlichen **ULF SYSTEMS Befestigungstechnologie**.

Auf diese Erfindung sind wir doch ein klein wenig stolz.

Ausruhen gilt nicht.

**Unsere nächste Erfindung und Entwicklung** war das **Hygienecenter**, das sich inzwischen zum Standard avanciert, insbesondere beim Einsatz bei **MRSA-Patienten**.

Viele im Alltag nützliche und inzwischen schon zum Standard zählende Produkte gehen auf unseren Erfindungsreichtum zurück.

Bei der Herstellung unserer Produkte achten wir in besonderem Maße auf hohe Qualität durch Verwendung hochwertiger Materialien und qualitativer Verarbeitung, denn nicht zuletzt im Sinne unserer Umwelt liegt uns die Langlebigkeit unserer Produkte besonders am Herzen.

Sicherheit für den Anwender sowie einfache und schnelle Handhabung finden bei der Umsetzung unserer Ideen eine besondere Berücksichtigung.

Doch auch der Ästhetik kommt in unserem Unternehmen ein hoher Stellenwert zu, weshalb wir auf helle, freundliche Farben und formschönes Design besonderen Wert legen.



Sie wünschen mehr Informationen über unsere komplette Produktpalette?

Sie sind interessiert an einem Besuch?

Sie wollen ULF SYSTEMS Produkte testen?

4 Wege führen Sie zu uns:

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Fachhändler/Lieferanten auf.

Rufen Sie uns an.

Mailen Sie uns.


Besuchen Sie uns auf unserer Website.

Egal auf welchem Weg - wir freuen uns.

[info@ulf-systems.de](mailto:info@ulf-systems.de) oder [www.ulf-systems.de](http://www.ulf-systems.de)

Telefon 087 51/8103 22

Telefax 087 51/8103 21



**... mehr als eine  
intelligente Lösung!**

**Garantie: 2Jahre.**

Technische Änderungen vorbehalten. CE-gekennzeichnet.  
Eingetragene Warenzeichen ULF SYSTEMS Nr. 39976274.

**Herstellung und Vertrieb  
ULF SYSTEMS**

Inhaber: Robert Lehmann  
Postfach 1222, Mitterweg 8  
84048 Mainburg  
Telefon: 0 87 51 / 81 03 22  
Telefax: 0 87 51 / 81 03 21  
E-Mail: [info@ulf-systems.de](mailto:info@ulf-systems.de)  
Internet: [www.ulf-systems.de](http://www.ulf-systems.de)

**Fachhändler**